

EAR WAX MD[®]

Clinically Proven

Hey you, put down the cotton swab.

Although it's tempting to use, cotton swabs can push wax farther into the ear canal, possibly causing earwax impaction or injury. With Earwax MD[®], those ear-clogged days are over.

How do I know if my ear is clean?

After using Earwax MD, your ears may feel clearer or cleaner. Another way to know if you ear is clean is to have a medical professional examine your ear with an otoscope.

What do I do if EARWAX MD doesn't work for me?

If Earwax MD does not work after one to two 15-minute treatments, repeat treatment and rinse thoroughly. If desired results are not reached, you may need to consult your doctor for a professional cleaning. Following a professional cleaning, use Earwax MD at home for routine maintenance. Ask your doctor how often you should use Earwax MD (e.g.: twice per month, once per month, etc.).

Clinical Data

The proof is in the data. In a clinical study, 86% of ears tested with Earwax MD had a complete clearance of earwax in one to two 15-minute treatments. In a separate study, Earwax MD was shown to be non-irritating to the skin.

Warnings:

- For external use only.
- Discontinue use if you experience discomfort using this product.
- Avoid contact with the eyes.
- Only use warm water to rinse. Using cold water or hot water can cause dizziness, vertigo, or nausea.
- Do not use if you have a perforation (hole) or injury in the eardrum or if you have tubes in your ears.
- If swallowed, immediately call Poison Control 800-222-1222
- For children under 2, consult doctor before use.

Customer Service

For the most efficient customer service, call us at 844-732-7929 or email hello@eosera.com.

Stay connected!

Visit www.eosera.com to learn more about our line of ear care product and to view instructional videos. Whether it's for earwax removal, ear pain, ear itch, or routine ear cleaning, Eosera has what you need.

FOLLOW @EOSERAINC ON SOCIAL MEDIA



HOW TO USE EARWAX MD IN 6 EASY STEPS

Step 1

Lie down on your side in a comfortable position. Be sure your ear is parallel to the surface so that nothing drips out of your ear. Place a towel on your shoulder just in case anything drips.

Note: Remove hearing devices before use.

Step 2

Take the bottle of Earwax MD and fill the dropper with the product.

Step 3

With your head tilted to the side, slowly fill the ear canal with Earwax MD. All ear canals are shaped differently, so the number of drops required to fill the ear canal will vary. Once your ear canal feels full, you are finished with the drops.

Step 4

Wait for 15 minutes for Earwax MD to work.

Step 5

After 15 minutes, it's time to rinse your ear. There are several ways to rinse your ear:

- Fill the purple bulb (only included in the Earwax MD Kit) with warm water and lean your head over the bathroom sink to flush the ear canal. Using water that is too hot or too cold may result in temporary nausea, vertigo, dizziness, or discomfort.
- For the easiest and most effective rinsing, use Eosera's Wax Blaster MD[®] (sold separately) to flush the ear canal with a warm water rinse.
- Stand under the shower with your head tilted to let warm water stream into your ear canal and flush out the wax.

If earwax does not dissolve in 15 minutes, repeat treatment.

You may see cloudy water or wax coming out in chunks. This means it's working! Depending on the amount of wax in your ear canal, you may need to rinse several times to fully flush out the wax. If you do not see chunks of wax, it could be because the formula effectively dissolved the wax. If you feel your ears are clearer after following our directions for use, Earwax MD has done its job.

Step 6

Repeat steps 1-5 on your other ear.

To view a how-to video scan the QR code





Aunque es tentador, usar un hisopo de algodón puede empujar la cerilla aun más dentro del canal auditivo, pudiendo causar un tapón de cerilla o una lesión. Con Earwax MD®, los días con los oídos tapados se han terminado.

¿Cómo puedo saber si mi oído está limpio?

Después de usar Earwax MD sus oídos se deben sentir más limpios y libres de obstrucciones. Otra manera de saber si su oído está limpio es permitir que un profesional examine su oído con un otoscopio.

¿Que hago si EARWAX MD no funciona para mí?

Si Earwax MD no funciona después de un tratamiento de 15 minutos, repita el tratamiento y enjuague minuciosamente. Si aún después no obtiene los resultados deseados, es posible que deba consultar a su médico para una limpieza profesional. Después de tener una limpieza profesional, use Earwax MD en casa para un mantenimiento de rutina. Pregunte a su médico con qué frecuencia puede usar Earwax MD (por ejemplo: dos veces al mes, una vez al mes, etc...)

Datos Clínicos

Las pruebas están en los datos. En un estudio clínico, 86% de los pacientes tratados con Earwax MD mostraron una limpieza completa de la cerilla en un periodo de 15 minutos. Asimismo, en las pruebas de sensibilización se presentaron cero reacciones adversas. Está comprobado que Earwax MD® no es solamente seguro para su piel, pero que sí funciona.

Advertencias:

- Exclusivamente para uso externo.
- Suspnda el uso si nota alguna molestia.
- Evite el contacto con los ojos.
- Solo use agua tibia para enjuagar. Usar agua fría o caliente puede causar mareos, vértigo o náuseas.
- No use si tiene perforación en el tímpano o si tiene tubos en los oídos.
- Si se ingiere, llame a Control de Veneno al 800-222-1222.
- Para niños menores de 2 años, consulte a su médico antes de usar.

Servicio al Cliente:

Para un servicio al cliente mas eficiente, llame al 844-732-7929 o envíenos un correo electrónico a hello@eosera.com.

¡Manténgase conectado!

Visite nuestra pagina y boletín informativo en www.eosera.com para mas consejos y cuidados de sus oídos. Si es para la eliminación de cerumen, dolor de oído, picazón de oído o limpieza de oído de rutina, Eosera tiene lo que tu necesitas.

COMO USAR EARWAX MD EN 6 PASOS FÁCILES

Paso 1

Acuéstese de lado en una posición cómoda. Asegúrese de que su oído está en una posición paralela a donde se encuentra recostado para que no salga nada del oído. Coloque una toalla en su hombro en caso de que algo gotee.

Paso 2

Tome la botella de EarwaxMD y llene el gotero con el producto.

Paso 3

Con su cabeza inclinada hacia un lado, llene el canal auditivo lentamente con Earwax MD. Todos los canales auditivos tienen forma diferente, por lo tanto el número de gotas necesarias para llenar el canal auditivo puede variar. Una vez que su canal auditivo se sienta lleno, deje de poner más gotas.

Paso 4

Espere de 15 minutos para que Earwax MD funcione.

Paso 5

Después de 15 minutos minutos, enjuague su oído. Hay varias maneras de hacerlo:

- Llene la perilla de succión morada (incluida únicamente en el paquete de Earwax MD) con agua tibia e incline su cabeza en el lavabo del baño para enjuagar el canal auditivo. Usar agua que esté muy caliente o muy fría puede causar náuseas, vértigo, mareos o malestares.
- La manera más fácil y efectiva de enjuagar es usando el Wax Blaster MD® (se venden por separado) ambos productos de Eosera, para limpiar el canal auditivo con un enjuague de agua tibia.
- De pie bajo la ducha, incline su cabeza para dejar que el agua tibia fluya en el canal auditivo y enjuague la cerilla.

Si el cerumen no se disuelve en 15 minutos, repita el tratamiento.

Puede que el agua que salga de su oído esté turbia o que la cerilla salga en pedazos. ¡Esto es muestra de que está funcionando! Dependiendo de la cantidad de cerilla que haya en su canal auditivo, puede que usted necesite enjuagar 10 veces o más para que la cerilla salga completamente. Si usted no observa pedazos de cerilla, puede ser debido a que la fórmula efectivamente ha disuelto la cerilla. Si siente que sus oídos están más claros después de seguir nuestras instrucciones de uso, Earwax MD ha hecho su trabajo.

Paso 6

Repita los pasos 1-5 en su otro oído.



FOLLOW @EOSERAINC ON SOCIAL MEDIA

